

Hidratek

SALES REHIDRATANTES

Solución de electrolitos con el agregado de glucosa y probióticos recomendada para reponer los minerales perdidos durante un evento de diarrea y aportar la energía necesaria para satisfacer los requerimientos del ternero.

HIDRATEK está formulada para maximizar la absorción de glucosa a través de un equilibrio con el aporte de sodio resultando así en más energía. Debido al acetato, ayuda a controlar posibles efectos colaterales de la diarrea como la acidosis metabólica.

Además, gracias a sus probióticos naturales ayuda a mejorar la digestión, disminuir el pH intestinal y excluir competitivamente los patógenos, favoreciendo la ganancia de peso y eficiencia de conversión.

Composición

Glucosa	50%
Sodio	6%
Cloro	2%
Potasio	1%
Acetato	14%
Excipientes	23%
Otros	3%

Ingredientes

Acetato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, glucosa, ácido cítrico, bicarbonato de sodio, saborizante, colorante, antiapelmazante (dióxido de silicio) y probiótico natural.

Modo de uso

1°- Colocar en balde o mamadera una cucharada (52gr) de HIDRATEK.

2°- Incorporar 2 litros de agua a 37-39°C

3°- ¡A Hidratar!



Ofrecer 2 a 3 veces/día según el grado de deshidratación

Conservar entre 0 – 20 °C en lugar seco

RÁPIDA DISOLUCIÓN

SE PUEDE DISOLVER EN LECHE

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PARA NUTRICIÓN ANIMAL

Presentación

Envase de 2,5 kg.


teknaL[®]
Nutrición Animal

info@teknaL.com.ar
0800-555-8356
www.teknaL.com.ar